

フジ医療器オンラインショップ取扱いネックマッサージャー比較一覧表

品番	MRL-M2	FN-MT3	TR-N1	MC161
外観				
こんな方におすすめ！	・手技のような力強さがほしい ・全身に使いたい ・自動コースで手軽に使いたい ・コードレスがいい	・もみ・たたき両方欲しい ・自動コースで手軽に使いたい	・肩甲骨まで広範囲にマッサージをしたい ・コードレスがいい	・手軽に全身のケアをしたい
特徴	「極つかみメカ」搭載	もみはじっくり、たたきはリズムカル	肩から肩甲骨の広範囲	手もみのような3Dもみ玉回転
	・左右交互に上玉と下玉でもみこむように粘り強くつかみほぐす ・上玉と下玉で左右から挟むようにほぐす	・「突起付き回転もみ玉」と「たたき専用もみ玉」で「もみ＋たたき」の複合動作 ・首すじから肩口にかけての筋肉を深くつかんで、ゆっくり、じっくりともみほぐす	・肩から肩甲骨の広範囲を心地よくマッサージ ・「もみ＋たたき」の複合動作ができる「ダブルエフェクト機構」を搭載	・マッサージをしたい部位や疲れに合わせて選べる、「ダブルもみ玉」で集中ケア ・より奥までマッサージができるよう3Dでもみ玉が動くように設計
	3種の自動コース	3段階の速度調節	2段階の速度調整	片手で持てる、コンパクトさ
	・複合・交互・同時のつかみもみで心地よい力強さと繊細なマッサージ動作を実現 ・4種の手動もみ	・マッサージの速さを3段階から選択（マニュアルモードのみ）	・マッサージの速さを2段階から選択	・コンパクトなボディと、身体のラインに沿うように設計・デザインされた「バタフライカーブ」軽量でありながら、使用中のズレによる不快感を軽減
	フリースタイル機構	2段階調節持ち手ベルト	2段階調節持ち手ベルト	気軽に、好きな場所をマッサージ
	・腕・太もも・ふくらはぎにはベルトを抜き取ることで部位毎にフィットしやすい専用マッサージャーとして使い分け	・マッサージを身体によりフィットさせるため、長さの違う2種類の持ち手を採用	・マッサージを身体によりフィットさせるため、長さの違う2種類の持ち手を採用	・首肩だけでなく、腰やふくらはぎ等好きな部位をマッサージ
商品詳細ページ	商品詳細を見る	商品詳細を見る	商品詳細を見る	商品詳細を見る
充電式（コードレス）	○	×	○	×
カラー	ブラック / ネイビー	ブラック	ブラウン	ライトピンク / グレー
オートタイマー	約10分	約15分	約15分	約20分
本体質量	2kg	2kg	2.2kg	1.4kg
カバー取替え	カバーの販売ページはこちら	カバーの販売ページはこちら	カバーの販売ページはこちら	×
ACアダプター別売り	ACアダプターの販売ページはこちら	ACアダプターの販売ページはこちら	ACアダプターの販売ページはこちら	ACアダプターの販売ページはこちら
ヒーター	○（上のみ）	○（上下もみ玉）	○（上のみ）	○（上下もみ玉）